Flächenladungsdichte auf Leitern



ES - 8

als Funktion des Krümmungsradius

Elektrostatik

Datum: 03.07.18 Folie Film Video PC-Programm ☐ Sonstiges Anz. Blätter: 1 Bearbeiter: Keller R. Karte nur zur Benutzung in den Räumen der Universität Ulm, Vorlesungssammlung Physik

Flächenladungsdichte auf Leitern (Abhängig vom Krümmungsradius) Stichworte:

Zweck: Abhängigkeit der Flächenladungsdichte vom Krümmungsradius bei verschiedenen

Körpern.

Zubehör: Verschiedene Konduktorkugeln:

1 Kugel Ø 10 mm 1 Kugel Ø 30 mm, 1 Kugel Ø 50 mm, 1 Kugel Ø 100 mm {75-1}

Netzgerät L 52237 eingestellt auf 2 kV {65-3}

Elektrometerverstärker L 53201 eingestellt auf 3-10 ⁻⁸ Cb statisch {77-2}

Doppelbanane zum aufbringen der Ladung {69A3}

Messinstrument 60mV {62-3};

Kugel auf Stiel als Ladungs-Löffel {75-1}

Aufbau: Alle Konduktoren miteinander und mit dem +Pol des Netzgeräts verbinden.

Null (Mitte) des Netzgeräts mit Masse verbinden.

Bild:



In Eingang As des Verstärkers die Doppelbanane (geringe Kapazität, störeinflüsse weniger!) als Ladungsabnehmer stecken.

HV Netzgerät auf 2 KV stellen!

<u>Durchführung:</u> Mit Kuge

Mit Kugel Ladung von den 3 LeiterKugeln löffeln.

Ergebnis:

Kugel (18 mm) ca. 26 Skt Kugel (30 mm) ca. 18 Skt Kugel (50 mm) ca. 12 Skt Kugel (100 mm) ca. 6 Skt

Keine Prop. zum Krümmungsradius weil Radius der zum Löffeln benutzten Kugel auch eine Rolle spielt.